LA CONCENTRATION MOLAIRE

I-Solution aqueuse:

Une solution est un mélange homogène obtenue par **dissolution** d'une espèce chimique dans un **solvant**. L'espèce chimie est appelé **soluté**.

$$soluté + solvant \rightarrow solution$$

Le soluté peut être : un solide, un liquide ou un gaz.

Le solvant peut être : l'eau ou un liquide organique (alcool ou cyclohexane…).

Lorsque le solvant est l'eau, la solution est dite aqueuse.

Exemple:

En dissolvant des cristaux de chlorure de sodium dans l'eau, on obtient une solution aqueuse de chlorure de sodium.

II-concentration molaire:

La concentration molaire d'une espèce chimique en solution est égale à la quantité de matière de cette espèce présente dans un litre de solution.

$$\textbf{\textit{C}} = \frac{\textbf{\textit{n}}(\textbf{\textit{x}})}{\textbf{\textit{V}}} \Longrightarrow \begin{cases} n(\textbf{\textit{x}}) : \text{\textit{quantit\'e de mati\`ere de l'esp\`ece chimique x en (mol)} \\ \textit{\textit{V}} : \text{\textit{volume de la solution en (L)}} \\ \textit{\textit{C}} : \text{\textit{la concentration molaire de l'esp\`ece chimique x en (mol/L)} \end{cases}$$

Remarque:

On peut déterminer la concentration d'une espèce chimique x dissoute dans un volume V à partir de sa masse m(x):

$$n(x) = \frac{m(x)}{M(x)} \text{ et } c = \frac{n(x)}{V}$$

$$C = \frac{m(x)}{M(x), V}$$

Application:

On dissout une masse de 17,1 g de glucose dans de l'eau de façon à obtenir un volume de

 $V = 500 \, mL$ de solution d'eau sucrée. On donne $M(C_6H_{12}O_6) = 180 \, g/mol$

Quelle est la concentration molaire du glucose $(C_6H_{12}O_6)$ dans cette solution ?

Solution:

$$c = \frac{m}{M(C_6 H_{12} O_6).V} \implies c = \frac{17.1}{180 \times 500.10^{-3}} = 0.19 \text{ mol/L}$$

III- Dilution d'une solution:

1-Principe de la dilution :

Diluer une solution aqueuse consiste, en lui ajoutant de l'eau distillé, à obtenir une solution moins concentrée.

La solution que l'on dilue est appelée solution initiale ou **solution mère** ; la solution obtenue est appelée solution finale ou **solution fille**.

2-Conservation de la quantité de matière :

Lors d'une dilution, la concentration molaire du soluté diminue, mais sa quantité de matière ne change pas.

$$S_i \begin{cases} C_i : concentration \ molaire \\ V_i : le \ volume \\ n_i = C_i. \ V_i : quantit\'e \ de \ mati\`ere \end{cases} S_f \begin{cases} C_f : concentration \ molaire \\ V_f : le \ volume \\ n_f = C_f. \ V_f : quantit\'e \ de \ mati\`ere \end{cases}$$
 Solution mère solution fille

Il y a conservation de la quantité de matière n_i de soluté de la solution mère et de la quantité de matière n_f de la solution fille. On écrit : $n_i = n_f$

 C_i , $V_i = C_f$. Cette relation s'appelle relation de dilution


On définit le facteur de dilution par la relation : $F = \frac{c_1}{c_2} = \frac{v_2}{v_1}$

3- Mode opératoire :

On prélève un volume V_i de la solution mère de concentration C_i et on lui ajoute un volume V de l'eau de façon à obtenir un volume $V_f = V_i + V$.

La concentration de la solution fille obtenue est \mathcal{C}_f tel que :

$$C_i.V_i = C_f.V_f$$
$$V_i = \frac{C_f.V_f}{C_i}$$



Exercice d'application:

On dispose d'une solution mère de sulfate de cuivre II de concentration $C = 4.10^{-2} \ mol/L$.

1-Quel volume doit-on prélever pour obtenir un volume $V'=100\ mL$ de solution fille de concentration $C'=1.10^{-2}\ mol/L$.

2-Quel volume de solvant doit-on ajouter ? En déduire le facteur de dilution.

3-Citer les verreries utilisées pour préparer cette dilution.

Solution:

1-La relation de la dilution s'écrit : C.V = C'.V'

Le volume prélevé est : $V = \frac{C'.V'}{C}$

A.N: $V = \frac{1.10^{-2} \times 100.10^{-3}}{4.10^{-2}} = 0.025L = 25 \text{ mL}$

2-Le volume d'eau ajouté est le volume d'eau qui il faut ajouter au volume V pour obtenir $100 \, mL$ de la solution fille.

$$V' = V + V_e \implies V_e = V - V' \implies V' = 100 - 25 = 75 \text{ mL}$$

Le facteur de dilution est donné par la relation :

$$F = \frac{V'}{V} = \frac{100}{25} = 4$$

C'est-à-dire que la solution mère a était diluée 4 fois.

3- Le volume initial doit être mesuré par une pipette graduée ou jaugée de 25 mL.

Le volume final doit-être mesuré par une fiole jaugée de 100 mL.

